



Dieser Spitzenschutz ist eine praktische Methode zum Schutz von chirurgischen Instrumentenspitzen und -kanten mit Farbkennzeichnung. Sie bieten einen außergewöhnlichen Schutz und sind belüftet, um Rostbildung durch Kondensation zu vermeiden. Die Mischpackung (Artikelnr. 29060-00) enthält jeweils 5 der 6 verfügbaren Größen.

Allgemein

Produktnummer	29060-03
Kategorie	Instrument Care > Storage
EAN	4251909508470



Finde 29060-03 auf
finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	10 g	Nettogewicht	7 g
Paketgröße	25 Pc.	Maßeinheit	PA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Plastisol		
Autoclavesafe	Yes		
Color	Green		
Dimensionstext	2.8 x 19.1 mm		