



Dieser Spitzenschutz ist eine praktische Methode zum Schutz von chirurgischen Instrumentenspitzen und -kanten mit Farbkennzeichnung. Sie bieten einen außergewöhnlichen Schutz und sind belüftet, um Rostbildung durch Kondensation zu vermeiden. Die Mischpackung (Artikelnr. 29060-00) enthält jeweils 5 der 6 verfügbaren Größen.

Allgemein

Produktnummer	29060-05
Kategorie	Instrument Care > Storage
EAN	4251909508494



Finde 29060-05 auf
finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	20 g	Nettogewicht	17 g
Paketgröße	25 Pc.	Maßeinheit	PA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Plastisol		
Autoclavesafe	Yes		
Color	Clear		
Dimensionstext	4.8 x 25.4 mm		