



Instrument Tip Protectors - 15.9 x 25.4mm/Brown



Dieser Spitzenschutz ist eine praktische Methode zum Schutz von chirurgischen Instrumentenspitzen und -kanten mit Farbkennzeichnung. Sie bieten einen außergewöhnlichen Schutz und sind belüftet, um Rostbildung durch Kondensation zu vermeiden. Die Mischpackung (Artikelnr. 29060-00) enthält jeweils 5 der 6 verfügbaren Größen.

Das Produkt ist discontinued und nur limitiert verfügbar.

Allgemein

Produktnummer	29060-07
Kategorie	Instrument Care > Storage
EAN	4251909510015



Finde 29060-07 auf finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	40 g	Nettogewicht	1 g
Paketgröße	25 Pc.	Maßeinheit	PA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Plastisol		
Autoclavesafe	Yes		
Color	Brown		
Dimensionstext	15.9 x 25.4mm		