



Double Tip Protectors - Assorted Pack



Diese perforierten Schutzkappen sollen Klemmen und Rongeure festhalten, während das Maul, das Kastenscharnier und die Spitzen für eine gründliche Sterilisation offenbleiben.

Allgemein

Produktnummer	29066-00
Kategorie	Instrument Care > Storage
EAN	4251909508517



Finde 29066-00 auf finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	15 g	Nettogewicht	8 g
Paketgröße	12 Pc.	Maßeinheit	PA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Plastisol		
Autoclavesafe	Yes		
Color	Assorted		
Dimensionstext	Assorted		