



Double Tip Instrument Protectors - 12.7 x 20mm/Green



Diese perforierten Schutzkappen sollen Klemmen und Rongeure festhalten, während das Maul, das Kastenscharnier und die Spitzen für eine gründliche Sterilisation offenbleiben.

Allgemein

Produktnummer	29066-01
Kategorie	Instrument Care > Storage
EAN	4251909508524



Finde 29066-01 auf finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	10 g	Nettogewicht	8 g
Paketgröße	10 Pc.	Maßeinheit	PA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Plastisol		
Autoclavesafe	Yes		
Color	Green		
Dimensionstext	12.7 x 2 mm		