



Double Tip Instrument Protectors - 9 x 25.5mm/Pink



Diese perforierten Schutzkappen sollen Klemmen und Rongeure festhalten, während das Maul, das Kastenscharnier und die Spitzen für eine gründliche Sterilisation offenbleiben.

Allgemein

Produktnummer	29066-02
Kategorie	Instrument Care > Storage
EAN	4251909508531



Finde 29066-02 auf finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	10 g	Nettogewicht	8 g
Paketgröße	10 Pc.	Maßeinheit	PA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Plastisol		
Autoclavesafe	Yes		
Color	Pink		
Dimensionstext	9 x 25.5 mm		