



Diese perforierten Schutzkappen sollen Klemmen und Rongeurs festhalten, während das Maul, das Kastenscharnier und die Spitzen für eine gründliche Sterilisation offenbleiben.

Allgemein

Produktnummer	29066-03
Kategorie	Instrument Care > Storage
EAN	4251909508548



Finde 29066-03 auf
finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	20 g	Nettogewicht	18 g
Paketgröße	10 Pc.	Maßeinheit	PA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Plastisol		
Autoclavesafe	Yes		
Color	Yellow		
Dimensionstext	15 x 25 mm		