



Double Tip Instrument Protectors - 25 x 26mm/Orange



Diese perforierten Schutzkappen sollen Klemmen und Rongeure festhalten, während das Maul, das Kastenscharnier und die Spitzen für eine gründliche Sterilisation offenbleiben.

Allgemein

Produktnummer	29066-04
Kategorie	Instrument Care > Storage
EAN	4251909508555



Finde 29066-04 auf finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	20 g	Nettogewicht	18 g
Paketgröße	10 Pc.	Maßeinheit	PA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Plastisol		
Autoclavesafe	Yes		
Color	Orange		
Dimensionstext	25 x 26 mm		