



Instrument Marking Tape - Red/290cm

Organisieren Sie Ihre Instrumente schnell und einfach mit diesem preiswerten, ungiftigen und druckempfindlichen Klebeband. Die Farbe nimmt keinen Schaden beim Auskochen, Kaltsterilisieren oder Autoklavieren. 7 Farben erhältlich. Autoklavierbar.



Allgemein

Produktnummer	29071-04
Kategorie	Instrument Care > Marking
EAN	4251909508593



Finde 29071-04 auf
[finescience.com](https://www.finescience.com)

Technische Informationen

Versandgewicht	20 g	Nettogewicht	6 g
Paketgröße	1 Roll	Maßeinheit	RO
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Vinyl		
Autoclavesafe	Yes		
Color	Red		
Lengthofroll	290 cm		
Tapewidth	0.6 cm		