



Instrument Marking Tape - Brown/290cm

Organisieren Sie Ihre Instrumente schnell und einfach mit diesem preiswerten, ungiftigen und druckempfindlichen Klebeband. Die Farbe nimmt keinen Schaden beim Auskochen, Kaltsterilisieren oder Autoklavieren. 7 Farben erhältlich. Autoklavierbar.



Das Produkt ist discontinued und nur limitiert verfügbar.

Allgemein

Produktnummer	29071-07
Kategorie	Instrument Care > Marking
EAN	4251909508623



Finde 29071-07 auf
finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	20 g	Nettogewicht	6 g
Paketgröße	1 Roll	Maßeinheit	RO
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Vinyl		
Autoclavesafe	Yes		
Color	Brown		
Lengthofroll	290 cm		
Tapewidth	0.6 cm		