



Instrument Marking Tape - 7 assorted colors/107cm each



Organisieren Sie Ihre Instrumente schnell und einfach mit diesem preiswerten, ungiftigen und druckempfindlichen Klebeband. Die Farbe nimmt keinen Schaden beim Auskochen, Kaltsterilisieren oder Autoklavieren. 7 sortierte Farben: Gelb, Rot, Schwarz, Weiß, Grün, Blau und Orange.

Allgemein

Produktnummer	29080-02
Kategorie	Instrument Care > Marking
EAN	4251909515072



Finde 29080-02 auf finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	20 g	Nettogewicht	17 g
Paketgröße	7 Rolls	Maßeinheit	RO
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Vinyl		
Autoclavesafe	Yes		
Color	Assorted		
Lengthofroll	107 cm		
Tapewidth	0.6 cm		