



Großer LED-Bildschirm mit Anzeige in Millimetern, Zoll und Brüchen. Misst innen, außen, abschnittsweise und Tiefen. Batterie, Ersatzbatterie und Aufbewahrungsbox aus Plastik enthalten.

Allgemein

Produktnummer	30087-00
Kategorie	Lab Accessories > Measurement
EAN	4251909508692



Finde 30087-00 auf
finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	300 g	Nettogewicht	295 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox)		
Length	23.5 cm		
Increments	0.1 mm		
Maximummeasurement	15.2 cm / 6 inch		