



Aus robustem Polymer, unter normalen Bedingungen unzerbrechlich. Misst Innenseite, Außenseite, Schritt und Tiefe, metrisch und in Zoll zu 0,1 mm oder 1/64. Maximal 13 cm.

Allgemein

Produktnummer	30087-20
Kategorie	Lab Accessories > Measurement
EAN	4251909508708



Finde 30087-20 auf
finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	105 g	Nettogewicht	42 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Plastic		
Autoclavesafe	Yes		
Length	21 cm		
Increments	0.1 mm		
Maximummeasurement	19 cm / 7 inch		