



Diese Schere ist besonders hart (54 auf der Rockwell-Skala) und kann Zinn, Aluminium, Kunststoff, Knochen und andere harte Materialien schneiden. Die starken Klingen mit einer Dicke von 3 mm sind magnetisch und die Griffe bestehen aus Kunststoff. Nicht autoklavierbar.

Allgemein

Produktnummer	37500-00
Kategorie	Scissors & Micro Scissors > Utility Scissors
EAN	4251909508722



Finde 37500-00 auf finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	100 g	Nettogewicht	82 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Stainless Steel (Inox) with plastic handle		
Autoclavesafe	No		
Cuttingedge	80 mm		
Length	21 cm		
Serrated	No		
Sterile	No		
Tips	Sharp/Sharp		
Tipshape	Straight		