



Die Scherenblätter bestehen aus hochwertigem Edelstahl und garantieren einen perfekten Schnitt. Die Griffe bestehen aus glasfaserverstärktem Polyamid. Nicht autoklavierbar.

Allgemein

|               |                                              |
|---------------|----------------------------------------------|
| Produktnummer | 37500-05                                     |
| Kategorie     | Scissors & Micro Scissors > Utility Scissors |
| EAN           | 4251909508739                                |



Finde 37500-05 auf [finescience.com](https://finescience.com)

Technische Informationen

|                     |                                            |              |      |
|---------------------|--------------------------------------------|--------------|------|
| Versandgewicht      | 30 g                                       | Nettogewicht | 21 g |
| Paketgröße          | 1 Pc.                                      | Maßeinheit   | EA   |
| Mindestbestellmenge | 1                                          |              |      |
| Alloymaterial       | Stainless Steel (Inox) with plastic handle |              |      |
| Autoclavesafe       | No                                         |              |      |
| Cuttingedge         | 50 mm                                      |              |      |
| Length              | 13 cm                                      |              |      |
| Tips                | Sharp/Sharp                                |              |      |
| Tipshape            | Straight                                   |              |      |