




Vascular Catheterization Surgical Pack - For models between 100g and 400g

Dieses Chirurgie-Kit wurde für die Durchführung von Gefäßkatheterisierungsverfahren an Modellen zwischen 100g und 400g entwickelt, die in der biomedizinischen Forschung häufig verwendet werden. Es enthält alle notwendigen Instrumente, um präzise und filigrane Operationen durchzuführen, insbesondere die Implantation von Vascular Access Buttons™ von Instech Laboratories. Fine Science Tools empfiehlt die revolutionären Vascular Access Buttons™ von Instech mit PinPort™-Technologie, die einen implantierten Katheter einfach und sauber mit einer Spritze für einen direkten Zugang oder mit einem Tether für einen kontinuierlichen Zugang verbinden.



Inhalt:

- 1 x Vannas-Tübingen Spring Scissors - Angled Up/Sharp/9.5cm/5mm Cutting Edge [15005-08]
- 1 x Strabismus Scissors - Straight/Blunt-Blunt/11.5cm [14074-11]
- 1 x Wagner Scissors - Straight/Sharp-Sharp/12cm [14068-12]
- 2 x S&T Vessel Dilating Forceps- Angled 45°/13.5cm/0.2mm Tip Diameter [00276-13]
- 1 x Dumont 545 Forceps - Micro-Blunted Standard Tips/Angled 45°/Inox/11cm [11253-25]
- 1 x Graefe Forceps - 1x2 Teeth/Curved/10cm [11054-10]
- 1 x Kalt Needle Holder, straight, 13.5cm, cross-serrated and serrated [12080-14]
- 1 x Micro-Mosquito Hemostat - Serrated/Straight/12cm [13010-12]
- 1 x Grooved Director with Tongue, 13 cm [10290-13]
- 1 x Schwartz Micro Serrefine - Light Bend/26mm [18052-02]
- 1 x Magnetic Fixator Retraction System - Elastomer [18200-07]
- 1 x Magnetic Fixator Retraction System - Blunt Retractors/5mm Wide [18200-11]
- 1 x Absorption Spears - Mounted/Sterile [18105-01]
- 1 x Instrument Tip Protectors - Assorted Pack [29060-00]
- 1 x Suture Thread - Braided Silk/Size 6/0 [18020-60]
- 1 x Plastic Sterilization Container-Single Tier - 25 x 15 x 2cm [20840-03]

Allgemein

Produktnummer	70003-02
Kategorie	Kits
EAN	4251909511715



Finde 70003-02 auf
finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	1010 g	Nettogewicht	802 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	SET
Mindestbestellmenge	1		
Feature	For models between 100g and 400g		