



Professional Zebrafish Kit



Das Professional Zebrafish Kit ist ideal für fortgeschrittene Anwender und enthält alle wichtigen Instrumente für die gängigsten Verfahren. Es wird in einer autoklavierbaren Box geliefert, die auch zur Aufbewahrung verwendet werden kann.

- Inhalt:
- 1 x Probe - Straight/15.5cm/0.25mm Tip Diameter [10140-01]
 - 1 x Probe - Angled 80° Short/15.5cm/0.15mm Tip Diameter [10140-02]
 - 1 x Tissue Forceps - 1x2 Teeth/Straight/12cm [11021-12]
 - 1 x Graefe Forceps - Serrated/Curved/10cm [11051-10]
 - 1 x Dumont #5 Forceps - Standard Tips/Straight/Inox/11cm [11251-20]
 - 1 x Noyes Spring Scissors - Straight/Sharp/12cm/14mm Cutting Edge [15012-12]
 - [20840-02] 1 x Plastic Sterilization Container-Single Tier - 17 x 10 x 2cm

Allgemein

Produktnummer	70004-01
Kategorie	Kits
EAN	4251909511487



Finde 70004-01 auf finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	550 g	Nettogewicht	540 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	SET
Mindestbestellmenge	1		