



Student Anatomical Standard Forceps - Straight/Student Stainless Steel/11.5cm



FST Student Instruments wurden mit Blick auf Qualität und Wirtschaftlichkeit entwickelt, daher verfügen sie über weniger manuelle Nachbearbeitung und werden aus kostengünstigeren Legierungen hergestellt.

Allgemein

|               |                                   |
|---------------|-----------------------------------|
| Produktnummer | 91100-12                          |
| Kategorie     | Student Line > Forceps & Tweezers |
| EAN           | 4251678878361                     |



Finde 91100-12 auf [finescience.com](https://finescience.com)

Technische Informationen

|                     |                                 |              |      |
|---------------------|---------------------------------|--------------|------|
| Versandgewicht      | 20 g                            | Nettogewicht | 16 g |
| Paketgröße          | 1 Pc.                           | Maßeinheit   | EA   |
| Mindestbestellmenge | 1                               |              |      |
| Alloymaterial       | Surgical Stainless Steel (Inox) |              |      |
| Length              | 11.5 cm                         |              |      |
| Feature             | Student Quality                 |              |      |
| Tipwidth            | 2.5 mm                          |              |      |
| Tips                | Serrated                        |              |      |
| Tipshape            | Straight                        |              |      |