



Student Anatomical Narrow Forceps - Straight/Student Stainless Steel/14.5cm



FST Student Instruments wurden mit Blick auf Qualität und Wirtschaftlichkeit entwickelt, daher verfügen sie über weniger manuelle Nachbearbeitung und werden aus kostengünstigeren Legierungen hergestellt.

Allgemein

Produktnummer	91102-14
Kategorie	Student Line > Forceps & Tweezers
EAN	4251909510992



Finde 91102-14 auf finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	24 g	Nettogewicht	23 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox)		
Length	14.5 cm		
Feature	Student Quality		
Tipwidth	2.2 mm		
Tips	Serrated		
Tipshape	Straight		