



Student #3 - Broad Shanks/Student Stainless Steel/10cm



FST Student Instruments wurden mit Blick auf Qualität und Wirtschaftlichkeit entwickelt, daher verfügen sie über weniger manuelle Nachbearbeitung und werden aus kostengünstigeren Legierungen hergestellt.

Allgemein

Produktnummer	91113-10
Kategorie	Student Line > Forceps & Tweezers
EAN	4251909508753



Finde 91113-10 auf finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	20 g	Nettogewicht	16 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox)		
Length	12 cm		
Feature	Student Quality		
Style	#3		
Tipdimensions	0.2 x 0.2 mm		
Tips	Standard		
Tipshape	Straight / Broad shanks		