



Student #7 - Curved/Student Stainless Steel/10cm



FST Student Instruments wurden mit Blick auf Qualität und Wirtschaftlichkeit entwickelt, daher verfügen sie über weniger manuelle Nachbearbeitung und werden aus kostengünstigeren Legierungen hergestellt.

Allgemein

Produktnummer	91117-10
Kategorie	Student Line > Forceps & Tweezers
EAN	4251909508777



Finde 91117-10 auf finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	15 g	Nettogewicht	15 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox)		
Length	12 cm		
Feature	Student Quality		
Style	#7		
Tipdimensions	0.2 x 0.2 mm		
Tips	Standard		
Tipshape	Curved		