



Student Micro-Adson Forceps - 1x2 Teeth/Straight/Student Stainless Steel/12cm



FST Student Instruments wurden mit Blick auf Qualität und Wirtschaftlichkeit entwickelt, daher verfügen sie über weniger manuelle Nachbearbeitung und werden aus kostengünstigeren Legierungen hergestellt.

Allgemein

Produktnummer	91119-12
Kategorie	Student Line > Forceps & Tweezers
EAN	4251909511159



Finde 91119-12 auf finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	24.5 g	Nettogewicht	23.5 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox)		
Length	12 cm		
Feature	Student Quality		
Tipwidth	1.3 mm		
Tips	1x2 Teeth		
Tipshape	Straight		