



Student Surgical Standard Forceps - Straight/Student Stainless Steel/16cm



FST Student Instruments wurden mit Blick auf Qualität und Wirtschaftlichkeit entwickelt, daher verfügen sie über weniger manuelle Nachbearbeitung und werden aus kostengünstigeren Legierungen hergestellt.

Allgemein

Produktnummer	91121-16
Kategorie	Student Line > Forceps & Tweezers
EAN	4251909511081



Finde 91121-16 auf finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	28 g	Nettogewicht	27 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox)		
Length	16 cm		
Feature	Student Quality		
Tipwidth	3 mm		
Tips	1x2 Teeth		
Tipshape	Straight		