



Student Surgical Standard Forceps - Straight/Student Stainless Steel/20cm



FST Student Instruments wurden mit Blick auf Qualität und Wirtschaftlichkeit entwickelt, daher verfügen sie über weniger manuelle Nachbearbeitung und werden aus kostengünstigeren Legierungen hergestellt.

Allgemein

Produktnummer	91121-20
Kategorie	Student Line > Forceps & Tweezers
EAN	4251909511104



Finde 91121-20 auf finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	46 g	Nettogewicht	45 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox)		
Autoclavesafe	Yes		
Length	20 cm		
Feature	Student Quality		
Tipwidth	4 mm		
Tips	1x2 Teeth		
Tipshape	Straight		