



Student Surgical Narrow Forceps - Straight/Student Stainless Steel/14.5cm



FST Student Instruments wurden mit Blick auf Qualität und Wirtschaftlichkeit entwickelt, daher verfügen sie über weniger manuelle Nachbearbeitung und werden aus kostengünstigeren Legierungen hergestellt.

Allgemein

Produktnummer	91123-14
Kategorie	Student Line > Forceps & Tweezers
EAN	4251909511135



Finde 91123-14 auf finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	23.5 g	Nettogewicht	22.5 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox)		
Autoclavesafe	Yes		
Length	14.5 cm		
Feature	Student Quality		
Tipwidth	2.2 mm		
Tips	1x2 Teeth		
Tipshape	Straight		