



Student Surgical Narrow Forceps - Straight/Student Stainless Steel/16cm



FST Student Instruments wurden mit Blick auf Qualität und Wirtschaftlichkeit entwickelt, daher verfügen sie über weniger manuelle Nachbearbeitung und werden aus kostengünstigeren Legierungen hergestellt.

Allgemein

Produktnummer	91123-16
Kategorie	Student Line > Forceps & Tweezers
EAN	4251909511142



Finde 91123-16 auf finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	27.5 g	Nettogewicht	26.5 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox)		
Length	16 cm		
Feature	Student Quality		
Tipwidth	2.4 mm		
Tips	1x2 Teeth		
Tipshape	Straight		