

F · S · T

Student Russian Forceps - Serrated/Straight/Student Stainless Steel/15cm



FST Student Instruments wurden mit Blick auf Qualität und Wirtschaftlichkeit entwickelt, daher verfügen sie über weniger manuelle Nachbearbeitung und werden aus kostengünstigeren Legierungen hergestellt.

Allgemein

Produktnummer	91126-15
Kategorie	Student Line > Forceps & Tweezers
EAN	4251909511197



Finde 91126-15 auf
[finescience.com](https://www.finescience.com)

Technische Informationen

Versandgewicht	29 g	Nettogewicht	28 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox)		
Autoclavesafe	Yes		
Length	15 cm		
Feature	Student Quality		
Tipdimensions	7.6 x 5.7 mm		
Tips	Serrated		
Tipshape	Straight		