



Student Gillies Forceps - 1x2 Teeth & Cross Serrations/Straight/Student Stainless Steel/15.5cm



FST Student Instruments wurden mit Blick auf Qualität und Wirtschaftlichkeit entwickelt, daher verfügen sie über weniger manuelle Nachbearbeitung und werden aus kostengünstigeren Legierungen hergestellt.

Allgemein

Produktnummer	91128-15
Kategorie	Student Line > Forceps & Tweezers
EAN	4251909511180



Finde 91128-15 auf
[finescience.com](https://www.finescience.com)

Technische Informationen

Versandgewicht	28 g	Nettogewicht	27 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox)		
Autoclavesafe	Yes		
Length	15.5 cm		
Feature	Student Quality		
Tipwidth	2.1 mm		
Tips	1x2 Teeth and Cross-Serrations		
Tipshape	Straight		