

F · S · T

Student Feilchenfeld Forceps - Serrated/Straight/Student Stainless Steel/9cm/0.75mm



FST Student Instruments wurden mit Blick auf Qualität und Wirtschaftlichkeit entwickelt, daher verfügen sie über weniger manuelle Nachbearbeitung und werden aus kostengünstigeren Legierungen hergestellt.

Allgemein

Produktnummer	91139-09
Kategorie	Student Line > Forceps & Tweezers
EAN	4251909511210



Finde 91139-09 auf
[finescience.com](https://www.finescience.com)

Technische Informationen

Versandgewicht	15 g	Nettogewicht	14 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox)		
Autoclavesafe	Yes		
Length	9 cm		
Feature	Student Quality		
Tipdiameter	0.75 mm		
Tipwidth	0.8 mm		
Tips	Serrated/Sharp		
Tipshape	Straight		