

F · S · T

## Student Dumont #5 Forceps - Standard Tips/Straight/Inox/11cm



FST Student Instruments wurden mit Blick auf Qualität und Wirtschaftlichkeit entwickelt, daher verfügen sie über weniger manuelle Nachbearbeitung und werden aus kostengünstigeren Legierungen hergestellt.

## Allgemein

Produktnummer	91150-20
Kategorie	Student Line > Forceps & Tweezers
EAN	7640241754268



Finde 91150-20 auf  
[finescience.com](https://www.finescience.com)

## Technische Informationen

Versandgewicht	15 g	Nettogewicht	12 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox)		
Autoclavesafe	Yes		
Length	11 cm		
Feature	Student Quality		
Style	#5		
Tipdimensions	0.1 x 0.06 mm		
Tips	Standard		
Tipshape	Straight		