



Student Splinter Forceps - Serrated/Straight/Student Stainless Steel/10.5cm/0.3mm



FST Student Instruments wurden mit Blick auf Qualität und Wirtschaftlichkeit entwickelt, daher verfügen sie über weniger manuelle Nachbearbeitung und werden aus kostengünstigeren Legierungen hergestellt.

Allgemein

Produktnummer	91156-11
Kategorie	Student Line > Forceps & Tweezers
EAN	4251909511203



Finde 91156-11 auf finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	30 g	Nettogewicht	10 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox)		
Length	10.5 cm		
Feature	Student Quality		
Tipdiameter	0.3 mm		
Tipwidth	0.3 mm		
Tips	Serrated		
Tipshape	Straight		