



Student Adson-Brown Forceps - Shart Teeth/Straight/Student Stainless Steel/12cm



FST Student Instruments wurden mit Blick auf Qualität und Wirtschaftlichkeit entwickelt, daher verfügen sie über weniger manuelle Nachbearbeitung und werden aus kostengünstigeren Legierungen hergestellt.

Allgemein

Produktnummer	91162-12
Kategorie	Student Line > Forceps & Tweezers
EAN	4251909511173



Finde 91162-12 auf finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	22.5 g	Nettogewicht	21.5 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox)		
Length	12 cm		
Feature	Student Quality		
Tipwidth	2.5 mm		
Tips	Shark teeth		
Tipshape	Straight		