



Student Allis Clamp - 5x6 Teeth/Straight/Student Stainless Steel/15cm



FST Student Instruments wurden mit Blick auf Qualität und Wirtschaftlichkeit entwickelt, daher verfügen sie über weniger manuelle Nachbearbeitung und werden aus kostengünstigeren Legierungen hergestellt.

Allgemein

Produktnummer	91191-15
Kategorie	Student Line > Clamps & Hemostats
EAN	4251909511272



Finde 91191-15 auf finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	26.5 g	Nettogewicht	25.5 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox)		
Length	15 cm		
Feature	Student Quality		
Tipwidth	6 mm		
Tips	5x6 Teeth		
Tipshape	Straight		