



Student Tohoku Towel Clamp - Serrated/Student Stainless Steel/10cm



FST Student Instruments wurden mit Blick auf Qualität und Wirtschaftlichkeit entwickelt, daher verfügen sie über weniger manuelle Nachbearbeitung und werden aus kostengünstigeren Legierungen hergestellt.

Allgemein

Produktnummer	91194-10
Kategorie	Student Line > Clamps & Hemostats
EAN	4251909510893



Finde 91194-10 auf finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	24.5 g	Nettogewicht	23.5 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox)		
Length	10 cm		
Feature	Student Quality		
Tipwidth	2.5 mm		
Tips	Round and serrated tips		
Tipshape	Curved		