



Student Backhaus Towel Clamp - Sharp/Student Stainless Steel/11cm



FST Student Instruments wurden mit Blick auf Qualität und Wirtschaftlichkeit entwickelt, daher verfügen sie über weniger manuelle Nachbearbeitung und werden aus kostengünstigeren Legierungen hergestellt.

Allgemein

Produktnummer	91195-11
Kategorie	Student Line > Clamps & Hemostats
EAN	4251909510879



Finde 91195-11 auf finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	23 g	Nettogewicht	22 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox)		
Length	11 cm		
Feature	Student Quality		
Tips	Round and sharp tips		
Tipshape	Curved		