



Student Hose Clamp - Cross Serrated/Straight/Student Stainless Steel/15cm



FST Student Instruments wurden mit Blick auf Qualität und Wirtschaftlichkeit entwickelt, daher verfügen sie über weniger manuelle Nachbearbeitung und werden aus kostengünstigeren Legierungen hergestellt.

Allgemein

Produktnummer	91198-15
Kategorie	Student Line > Clamps & Hemostats
EAN	4251909510923



Finde 91198-15 auf finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	42 g	Nettogewicht	41 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox)		
Length	15 cm		
Feature	Student Quality		
Tipwidth	4 mm		
Tips	Cross-Serrated		
Tipshape	Straight		