



Student Halsted-Mosquito Hemostat - Serrated/Straight/Student
Stainless Steel/12.5cm



FST Student Instruments wurden mit Blick auf Qualität und Wirtschaftlichkeit entwickelt, daher verfügen sie über weniger manuelle Nachbearbeitung und werden aus kostengünstigeren Legierungen hergestellt.

Allgemein

Produktnummer	91308-12
Kategorie	Student Line > Clamps & Hemostats
EAN	4251678878545



Finde 91308-12 auf
finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	25 g	Nettogewicht	21 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox)		
Clampinglength	20 mm		
Length	12.5 cm		
Feature	Student Quality		
Tipwidth	1.4 mm		
Tips	Serrated		
Tipshape	Straight		