



Student Ochsner-Kocher Hemostat - 1x2 Teeth and Serrations/Curved/Student Stainless Steel/16cm



FST Student Instruments wurden mit Blick auf Qualität und Wirtschaftlichkeit entwickelt, daher verfügen sie über weniger manuelle Nachbearbeitung und werden aus kostengünstigeren Legierungen hergestellt.

Allgemein

Produktnummer	91329-16
Kategorie	Student Line > Clamps & Hemostats
EAN	4251909510725



Finde 91329-16 auf finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	42 g	Nettogewicht	41 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox)		
Autoclavesafe	Yes		
Length	16 cm		
Feature	Student Quality		
Tipwidth	3 mm		
Tips	1x2 Teeth and Serrations		
Tipshape	Curved		