



Student Halsted-Mosquito Hemostat - 1x2 Teeth and Serrations/Curved/Student Stainless Steel/12.5cm



FST Student Instruments wurden mit Blick auf Qualität und Wirtschaftlichkeit entwickelt, daher verfügen sie über weniger manuelle Nachbearbeitung und werden aus kostengünstigeren Legierungen hergestellt.

Allgemein

Produktnummer	91331-12
Kategorie	Student Line > Clamps & Hemostats
EAN	4251909510831



Finde 91331-12 auf finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	21 g	Nettogewicht	20 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox)		
Length	12.5 cm		
Feature	Student Quality		
Tipwidth	2 mm		
Tips	1x2 Teeth and Serrations		
Tipshape	Curved		