



Student Kocher Hemostat - 1x2 Teeth and Serrations/Curved/Student
Stainless Steel/14cm



FST Student Instruments wurden mit Blick auf Qualität und Wirtschaftlichkeit entwickelt, daher verfügen sie über weniger manuelle Nachbearbeitung und werden aus kostengünstigeren Legierungen hergestellt.

Allgemein

Produktnummer	91331-14
Kategorie	Student Line > Clamps & Hemostats
EAN	4251909510763



Finde 91331-14 auf
finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	28 g	Nettogewicht	27 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox)		
Autoclavesafe	Yes		
Length	14 cm		
Feature	Student Quality		
Tipwidth	2.2 mm		
Tips	1x2 Teeth and Serrations		
Tipshape	Curved		