



Student Standard Surgical Scissors - Straight/Sharp-Blunt/Student
Stainless Steel/13cm



FST Student Instruments wurden mit Blick auf Qualität und Wirtschaftlichkeit entwickelt, daher verfügen sie über weniger manuelle Nachbearbeitung und werden aus kostengünstigeren Legierungen hergestellt.

Allgemein

Produktnummer	91401-13
Kategorie	Student Line > Scissors & Micro Scissors
EAN	4251909510435



Finde 91401-13 auf
finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	41.5 g	Nettogewicht	40.5 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox)		
Bladelength	42 mm		
Cuttingedge	28 mm		
Length	13 cm		
Feature	Student Quality		
Serrated	No		
Tips	Sharp/Blunt		
Tipshape	Straight		