



Student Standard Surgical Scissors - Straight/Sharp-Sharp/Student
Stainless Steel/10.5cm



FST Student Instruments wurden mit Blick auf Qualität und Wirtschaftlichkeit entwickelt, daher verfügen sie über weniger manuelle Nachbearbeitung und werden aus kostengünstigeren Legierungen hergestellt.

Allgemein

Produktnummer	91402-10
Kategorie	Student Line > Scissors & Micro Scissors
EAN	4251678877999



Finde 91402-10 auf
finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	25 g	Nettogewicht	24 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox)		
Bladelength	30 mm		
Cuttingedge	20 mm		
Length	10.5 cm		
Feature	Student Quality		
Serrated	No		
Tips	Sharp/Sharp		
Tipshape	Straight		