



Student Standard Surgical Scissors - Straight/Sharp-Sharp/Student
Stainless Steel/14.5cm



FST Student Instruments wurden mit Blick auf Qualität und Wirtschaftlichkeit entwickelt, daher verfügen sie über weniger manuelle Nachbearbeitung und werden aus kostengünstigeren Legierungen hergestellt.

Allgemein

Produktnummer	91402-14
Kategorie	Student Line > Scissors & Micro Scissors
EAN	4251678878019



Finde 91402-14 auf
finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	50 g	Nettogewicht	46 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox)		
Bladelength	45 mm		
Cuttingedge	30 mm		
Length	14.5 cm		
Feature	Student Quality		
Serrated	No		
Tips	Sharp/Sharp		
Tipshape	Straight		