



Student Mayo Scissors - Curved/Sharp-Blunt/Student Stainless Steel/14.5cm



FST Student Instruments wurden mit Blick auf Qualität und Wirtschaftlichkeit entwickelt, daher verfügen sie über weniger manuelle Nachbearbeitung und werden aus kostengünstigeren Legierungen hergestellt.

Allgemein

Produktnummer	91409-15
Kategorie	Student Line > Scissors & Micro Scissors
EAN	4251909510510



Finde 91409-15 auf finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	32.5 g	Nettogewicht	31.5 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox)		
Bladelength	42 mm		
Cuttingedge	28 mm		
Length	14.5 cm		
Feature	Student Quality		
Serrated	No		
Tips	Sharp/Blunt		
Tipshape	Curved		