



Student Mayo Scissors - Curved/Blunt-Blunt/Student Stainless Steel/17cm



FST Student Instruments wurden mit Blick auf Qualität und Wirtschaftlichkeit entwickelt, daher verfügen sie über weniger manuelle Nachbearbeitung und werden aus kostengünstigeren Legierungen hergestellt.

Allgemein

Produktnummer	91411-17
Kategorie	Student Line > Scissors & Micro Scissors
EAN	4251909510534



Finde 91411-17 auf finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	68.5 g	Nettogewicht	67.5 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox)		
Bladelength	48 mm		
Cuttingedge	32 mm		
Length	17 cm		
Feature	Student Quality		
Serrated	No		
Tips	Blunt/Blunt		
Tipshape	Curved		