



Student Lister Scissors - Angled/Blunt-Blunt/Student Stainless Steel/14cm



FST Student Instruments wurden mit Blick auf Qualität und Wirtschaftlichkeit entwickelt, daher verfügen sie über weniger manuelle Nachbearbeitung und werden aus kostengünstigeren Legierungen hergestellt.

Allgemein

|               |                                          |
|---------------|------------------------------------------|
| Produktnummer | 91413-14                                 |
| Kategorie     | Student Line > Scissors & Micro Scissors |
| EAN           | 4061706159627                            |



Finde 91413-14 auf [finescience.com](https://finescience.com)

Technische Informationen

|                     |                                 |              |      |
|---------------------|---------------------------------|--------------|------|
| Versandgewicht      | 50 g                            | Nettogewicht | 46 g |
| Paketgröße          | 1 Pc.                           | Maßeinheit   | EA   |
| Mindestbestellmenge | 1                               |              |      |
| Alloymaterial       | Surgical Stainless Steel (Inox) |              |      |
| Bladelength         | 39 mm                           |              |      |
| Cuttingedge         | 26 mm                           |              |      |
| Length              | 14 cm                           |              |      |
| Feature             | Student Quality                 |              |      |
| Serrated            | No                              |              |      |
| Tips                | Blunt/Blunt                     |              |      |
| Tipshape            | Angled to side                  |              |      |