



Student Lister Scissors - Angled/Blunt-Blunt/Student Stainless Steel/18cm



FST Student Instruments wurden mit Blick auf Qualität und Wirtschaftlichkeit entwickelt, daher verfügen sie über weniger manuelle Nachbearbeitung und werden aus kostengünstigeren Legierungen hergestellt.

Allgemein

Produktnummer	91413-18
Kategorie	Student Line > Scissors & Micro Scissors
EAN	4251909510626



Finde 91413-18 auf finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	89.5 g	Nettogewicht	88.5 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox)		
Autoclavesafe	Yes		
Bladelength	45 mm		
Cuttingedge	30 mm		
Length	18 cm		
Feature	Student Quality		
Serrated	No		
Tips	Blunt/Blunt		
Tipshape	Angled to side		