



Student Lister Scissors - Angled/Blunt-Blunt/Student Stainless Steel/20cm



FST Student Instruments wurden mit Blick auf Qualität und Wirtschaftlichkeit entwickelt, daher verfügen sie über weniger manuelle Nachbearbeitung und werden aus kostengünstigeren Legierungen hergestellt.

Allgemein

Produktnummer	91413-20
Kategorie	Student Line > Scissors & Micro Scissors
EAN	4251909510633



Finde 91413-20 auf finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	113 g	Nettogewicht	112 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox)		
Bladelength	51 mm		
Cuttingedge	34 mm		
Length	20 cm		
Feature	Student Quality		
Serrated	No		
Tips	Blunt/Blunt		
Tipshape	Angled to side		