



Student Metzenbaum Baby Scissors - Curved/Blunt-Blunt/Student
Stainless Steel/14.5cm



FST Student Instruments wurden mit Blick auf Qualität und Wirtschaftlichkeit entwickelt, daher verfügen sie über weniger manuelle Nachbearbeitung und werden aus kostengünstigeren Legierungen hergestellt.

Allgemein

Produktnummer	91419-14
Kategorie	Student Line > Scissors & Micro Scissors
EAN	4251909510541



Finde 91419-14 auf
finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	35 g	Nettogewicht	34 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox)		
Bladelength	33 mm		
Cuttingedge	22 mm		
Length	14.5 cm		
Feature	Student Quality		
Serrated	No		
Tips	Blunt/Blunt		
Tipshape	Curved		