



Student Iris Scissors - Curved/Sharp-Sharp/Student Stainless Steel/12cm



FST Student Instruments wurden mit Blick auf Qualität und Wirtschaftlichkeit entwickelt, daher verfügen sie über weniger manuelle Nachbearbeitung und werden aus kostengünstigeren Legierungen hergestellt.

Das Produkt ist discontinued und nur limitiert verfügbar.

Allgemein

Produktnummer	91461-12
Kategorie	Student Line > Scissors & Micro Scissors
EAN	4251909510602



Finde 91461-12 auf finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	20 g	Nettogewicht	19 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox)		
Bladelength	24 mm		
Cuttingedge	16 mm		
Length	12 cm		
Feature	Student Quality		
Serrated	Yes		
Tips	Sharp/Sharp		
Tipshape	Curved		